

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Eftud2ウサギモノクローナル抗体 - Q15029

商品番号: CM0004978



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAにおけるヒトEFTUD2（スプライソソーム成分、核）の検出用にバリデーション済みの抗EFTUD2ウサギモノクローナル抗体。マウス、ラットと交差反応します。pre-mRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] EFTUD2 ウサギmAb
備考/別名	MFDM; MFDGA; Snul14; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9343
免疫原	ヒトEFTUD2 (NP_004238.3) のアミノ酸1-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15029
タンパク質分子量	109kDa
発送	氷袋