

Anti-Eg5/Kif11 ウサギモノクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P52732

商品番号: CM0010643



前書き

WBおよびELISAアプリケーションに適したAnti-EG5/KIF11ウサギモノクローナル抗体。有糸分裂および細胞内輸送に関与するヒトEg5キネシンを標的とします。119 kDaのタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EG5/KIF11 Rabbit mAb
備考/別名	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3832
免疫原	ヒトEG5/KIF11（P52732）のアミノ酸900-1056に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P52732
タンパク質分子量	119kDa
配送	アイスパック