

## 抗Eg5/Kif11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P52732

商品番号: CM0027467



### 前書き

#### CamelBioのEG5/KIF11

ウサギpAbは、ヒトEG5（119kDa、P52732）を標的とし、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。紡錘体両極性、有糸分裂、ゴルジ体分泌に重要なキネシンモータータンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名       | EG5/KIF11 ウサギpAb                                               |
| 別名        | EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11                      |
| 対象種       | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID（ヒト） | 3832                                                           |
| 遺伝子ID     | 3832                                                           |
| 免疫原       | ヒトEG5/EG5/KIF11（NP_004514.2）のアミノ酸797-1056番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                            |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                      |
| 応用用途      | WB、IF/ICC、ELISA                                                |
| 交差反応性     | ヒト                                                             |
| SWISS     | P52732                                                         |
| タンパク質分子量  | 119kDa                                                         |
| 輸送方法      | 氷袋                                                             |