

Wb、If-P、Elisa用抗Egfポリクローナル抗体 - P01133

商品番号: CM0014584



前書き

ヒトEGF（プロ上皮成長因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAアプリケーションに対応。マウスおよびラットのEGFと交差反応します。成長因子および組織再生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGF Rabbit pAb
備考/別名	URG; HOMG4; EGF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1950
遺伝子ID	1950
免疫原	ヒトEGF (NP_001954.2) のアミノ酸851-950領域内の配列に対応する合成長鎖ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01133
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ