

Wb、Db、Elisa用 抗Egfウサギポリクローナル抗体 - P01133

商品番号: CM0030425



前書き

ヒトEGF（プロ上皮成長因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、DB、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。組換え免疫原を使用。成長因子シグナル伝達およびがん生物学の研究用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGF Rabbit pAb
備考/別名	URG; HOMG4; EGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1950
GeneID	1950
免疫原	ヒトEGF (NP_001954.2) のアミノ酸971-1023に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01133
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋