

Anti-Egfl7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Uhf1

商品番号: CM0029648

前書き

Western blot (WB)およびELISAで検証済みのAnti-EGFL7ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および血管生物学の研究に適しています。標的タンパク質の分子量は約30 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGFL7 Rabbit pAb
備考/別名	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51162
GeneID	51162
免疫原	組換えタンパク質[ヒトEGFL7 (NP_958854.1) のアミノ酸24-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UHF1
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ