


Anti-Egfr (L858R) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0010750



前書き

ヒトEGFRのL858R変異体に特異的なEGFR (L858R) ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンプロット、IHC（パラフィン包埋）、ELISAに適しており、マウスと交差反応します。がん原性シグナル伝達およびチロシンキナーゼ阻害剤耐性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGFR (L858R) Rabbit mAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFR (L858R) (P00533)のアミノ酸800-900領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ