

Wb、If-P、Elisa用抗Egfrモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0004516



前書き

ウェスタンブロット、パラフィン包埋免疫染色（IF）、ELISA用のKD検証済み抗EGFRウサギモノクローナル抗体。ヒト、ヒト、マウス、ラットのEGFRに特異的。組換え免疫原に基づいており、細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] EGFR Rabbit mAb
備考/エイリアス	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ