


ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Egfr (Phospho Y1068)

ウサギモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0000563



前書き

Phospho-EGFR-Y1068 ウサギ mAbは、チロシン1068でリン酸化されたEGFRに特異的なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示すため、EGFRシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1068 ウサギ mAb
備考/別名	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒト EGFR (P00533) のY1068周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷バッグ