

抗Egfr（リン酸化Y1173）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0001608



前書き

チロシン1173位がリン酸化されたヒトEGFRを認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。腫瘍学やシグナル伝達研究におけるEGFRシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1173 ウサギmAb
備考/別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	ヒトEGFRのリン酸化Y1173を含む合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	保冷剤