


フローサイトメトリー用 抗Egfrウサギモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0011069



前書き

ウサギ抗ヒトEGFR

mAbは、フローサイトメトリーによりヒトEGFR (P00533)

を検出します。このウサギモノクローナル抗体は、細胞シグナル伝達とがん研究において重要な134 kDaの受容体型チロシンキナーゼであるEGFRの細胞外ドメインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトEGFR mAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
発送方法	保冷バッグ