


Wb、Elisa用 抗Egfrウサギモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0004535



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のKDバリデーション済み抗EGFRウサギモノクローナル抗体。ヒトEGFR（134 kDa）に特異的で、がんシグナル伝達および受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] EGFR ウサギmAb
備考/別名	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFRのアミノ酸363-463に対応する配列の合成ペプチド。(NP_005219.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷バッグ