


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Egfrウサギポリクローナル抗体 [Kd検証済み] - P00533

商品番号: CM0016229



前書き

ヒトEGFR (UniProt P00533) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。がん、細胞移動、ウイルス侵入研究におけるEGFRシグナル伝達の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] EGFRウサギpAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸1021~1210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
輸送	保冷バッグ