


抗Egln1/Egln2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzt9/Q96Ks0

商品番号: CM0013641



前書き

ヒトEGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。HIFのヒドロキシ化を媒介する酸素センサーです。WBおよびELISAで検証済み。合成ペプチド免疫原を使用し、保冷状態で出荷されます。低酸素シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGLN1/EGLN2 ウサギpAb
備考/別名	EGLN1/EGLN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54583/112398
GeneID	54583/112398
免疫原	ヒトEGLN1/EGLN2のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド (NP_071334.1/NP_444274.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
タンパク質重量	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
配送	アイスパック