


Anti-Egr1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

商品番号: CM0006859



前書き

ヒトEGR1を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御、細胞増殖、およびストレス応答の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGR1 Rabbit mAb
備考/別名	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1958
GeneID	1958
免疫原	ヒトEGR1 (NP_001955.1) のアミノ酸90-250aaに相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18146
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋