


Wb・Elisa用 抗Egr1 ウサギポリクローナル抗体 - P18146

商品番号: CM0030291



前書き

ヒトEGR1に対するウサギポリクローナル抗体です。
WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応性を示します。転写制御、腫瘍抑制、虚血応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGR1 Rabbit pAb
備考／別名	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1958
GeneID	1958
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P18146
タンパク質分子量	58 kDa
発送方法	氷袋