


Wb、If/Icc、Elisa用抗Egr1ウサギポリクローナル抗体 - P18146

商品番号: CM0028285



前書き

ELISA、WB、IF/ICC用抗EGR1ウサギポリクローナル抗体。58kDaのヒト、マウス、ラットEGR1タンパク質を検出します。転写制御、細胞増殖、ストレス応答研究のための研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGR1 Rabbit pAb
別名	TIS8; AT225; G0S30; NGF1-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
種	ヒト
GeneID	1958
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGR1 (NP_001955.1) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18146
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤