

Wb、Ip、Elisa用 Anti-Egr2 モノクローナル抗体 - P11161

商品番号: CM0005279

前書き

WB、IP、ELISA用に検証済みのEGR2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットへの交差反応性あり。転写および神経生物学研究に最適。 - P11161

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	EGR2 ウサギ mAb
備考／別名	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1959
遺伝子ID	1959
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGR2 (NP_000390.2) のアミノ酸1-100に相当する配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11161
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷バッグ