

WbおよびElisa用抗Egr3ウサギポリクローナル抗体 - Q06889

商品番号: CM0029895

前書き

ヒトEGR3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。EGR3は筋紡錘の発生に関与するジンクフィンガー転写因子です。神経筋疾患や転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGR3 Rabbit pAb
別名	EGR-3; PILOT; EGR3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1960
遺伝子ID	1960
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGR3 (NP_004421.2) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06889
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤同梱