

Anti-Egr4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05215

商品番号: CM0029487

前書き

ヒトEGR4（Early growth response protein 4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGR4 Rabbit pAb
備考/別名	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1961
GeneID	1961
免疫原	ヒトEGR4 (NP_001956.3) のアミノ酸440-589に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05215
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスパック