

抗Egr4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05215

商品番号: CM0018933

前書き

Egr4（別名NGFIC、pAT133）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。マウスサンプルを用いたウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みです。Egr4を介した有糸分裂誘発および分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Egr4 Rabbit pAb
備考／別名	NGFIC; NGF1-C; NGF1-C; pAT133; Egr4
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	1961
遺伝子ID	13656
免疫原	マウスEgr4（NP_065621.1）のアミノ酸1〜367番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q05215
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	保冷剤