


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ehd1 モノクローナル抗体 - Q9H4M9

商品番号: CM0008639



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのAnti-EHD1ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットのEHD1 (61kDa) と反応します。膜輸送、繊毛形成、エンドサイトーシス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHD1 ウサギ mAb
備考/別名	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10938
GeneID	10938
免疫原	合成ペプチド ヒトEHD1 (Q9H4M9) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4M9
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ