

ウェスタンブロット（Wb）、Elisa用 抗Ehd2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzn4

商品番号: CM0015419

前書き

EHドメイン含有タンパク質であるヒトEHD2（PAST 2）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWBおよびELISAでの使用が検証済みです。膜輸送およびカベオラ調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHD2 ウサギpAb
別名	PAST2; EHD2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	30846
遺伝子ID	30846
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEHD2（NP_055416.2）のアミノ酸244～543番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZN4
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	氷袋梱包