

Wb、Elisa用抗Ehfポリクローナル抗体 - Q9Nzc4

商品番号: CM0027267

前書き

ヒトEHFに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスEHFを検出；アミノ酸1-113からなる組換え免疫原。上皮分化および腫瘍抑制の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHF Rabbit pAb
備考/別名	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
種	ヒト
遺伝子ID	26298 (ヒト)
免疫原	ヒトEHF (NP_036285.2) のアミノ酸1-113に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NZC4
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバック