

Wb、Elisa用 抗Ehfウサギモノクローナル抗体 - Q9Nzc4

商品番号: CM0005406

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のウサギモノクローナル抗EHF抗体。上皮細胞分化と腫瘍抑制において重要な核内転写因子であるヒトETS相同因子を認識します。がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHF ウサギ mAb
備考/別名	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26298
GeneID	26298
免疫原	ヒトEHF (NP_036285.2) のアミノ酸1-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZC4
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ