

WbおよびElisa用抗Ehfウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzc4

商品番号: CM0016615

前書き

ヒトETS相同因子（EHF）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。上皮分化、転写調節、腫瘍抑制機構の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHFウサギpAb
備考/別名	ESE3、ESEJ、ESE3B、EHF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26298
免疫原	ヒトEHF（NP_036285.2）のアミノ酸1-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NZC4
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ