

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ehhadhモノクローナル抗体 - Q08426

商品番号: CM0010062

### 前書き

ヒトEHHADH（ペルオキシソーム二機能酵素）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。脂肪酸代謝研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | EHHADH ウサギmAb                                         |
| 備考/別名     | LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE             |
| 種         | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1962                                                  |
| 遺伝子ID     | 1962                                                  |
| 免疫原       | ヒトEHHADH（NP_001957.2）のアミノ酸110～284に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                             |
| 用途        | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                   |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS     | Q08426                                                |
| タンパク質分子量  | 79kDa                                                 |
| 発送        | 保冷剤                                                   |