

WbおよびElisa用抗Ehmt1ポリクローナル抗体 - Q9H9B1

商品番号: CM0028280



前書き

EHMT1 (GLP)

に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのEHMT1（約141 kDa）を検出します。クロマチン生物学およびエピゲネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHMT1 ウサギ pAb
略称/別名	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79813
遺伝子ID	79813
免疫原	ヒトEHMT1 (NP_079033.4) のアミノ酸1〜260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9B1
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	氷袋