

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ehmt2ウサギモノクローナル抗体 - Q96Kq7

商品番号: CM0003914



前書き

EHMT2 (histone methyltransferase) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのEHMT2を検出。エピジェネティックな転写抑制研究に適しています。 - Q96KQ7

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	EHMT2 Rabbit mAb
備考/別名	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10919
GeneID	10919
免疫原	ヒトEHMT2 (Q96KQ7) のアミノ酸2-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KQ7
タンパク質分子量	132 kDa
配送	氷袋