

Wb、Elisa用抗Ei24ウサギポリクローナル抗体 - O14681

商品番号: CM0022056

前書き

ヒトEI24（EPG4/PIG8）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。p53を介したアポトーシスおよびオートファジー経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EI24 ウサギpAb
備考／別名	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9538
免疫原	ヒトEI24（NP_004870.3）のアミノ酸240～340内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14681
タンパク質重量	39kDa
配送	保冷バッグ