


Wb、Elisa用抗Eif1Aモノクローナル抗体 - P47813

商品番号: CM0003009



前書き

ヒトeIF1A (EIF1AX)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーション用です。マウスと交差反応性があります。43S複合体のスキャニングに参与する重要な翻訳開始因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	eIF1A ウサギ mAb
備考/別名	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1A1; eIF1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1964
GeneID	1964
免疫原	合成ペプチド ヒトeIF1A (P47813) のアミノ酸65-144に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47813
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ