


抗Eif1Axポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P47813

商品番号: CM0027169



前書き

ウサギ由来ポリクローナルEIF1AX抗体（P47813）は、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。翻訳開始に必須な43S前開始複合体の構成要素であるヒト、マウス、ラットのeIF1AXを検出し、機構学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	EIF1AX ウサギ pAb
備考/別名	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1964
GeneID	1964
免疫原	ヒト EIF1AX（NP_001403.1）のアミノ酸10-144番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47813
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤