

Anti-Eif1Ay ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14602

商品番号: CM0025448

前書き

ヒトEIF1AY（eIF-4C）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があり、翻訳開始の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF1AY Rabbit pAb
備考/別名	eIF-4C; EIF1AY
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9086
GeneID	9086
免疫原	ヒトEIF1AY（NP_004672.2）のアミノ酸1-144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14602
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ