


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Eif2Aウサギモノクローナル抗体 - P05198

商品番号: CM0007401



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用途で検証済みの高品質な抗eIF2αウサギモノクローナル抗体。ストレス応答およびタンパク質合成における真核生物翻訳開始因子2サブユニット1の機能をご確認ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2αウサギmAb
備考/別名	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1965
GeneID	1965
免疫原	ヒトeIF2α (NP_004085.1) のアミノ酸1〜315に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05198
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ