


Anti-Eif2A ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9By44

商品番号: CM0010606



前書き

真核生物翻訳開始因子2A（eIF2A）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識します。翻訳研究に適しています。分子量 65 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2A Rabbit mAb
備考/別名	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
種	ヒト
GeneID	83939
免疫原	ヒト eIF2A (Q9BY44) のアミノ酸 450-550 領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY44
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ