


Wb、Elisa用 Anti-Eif2A ウサギポリクローナル抗体 - Q9By44

商品番号: CM0020240



前書き

CamelBioのウサギポリクローナル抗eIF2A抗体は、WBおよびELISAで検証されており、ヒトおよびマウスと交差反応します。翻訳開始およびタンパク質合成研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2A Rabbit pAb
備考/別名	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83939
GeneID	83939
免疫原	ヒトeIF2A (NP_114414.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9BY44
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ