


Anti-Eif2Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P05198

商品番号: CM0015227



前書き

ヒトeIF2α（真核生物翻訳開始因子2サブユニットアルファ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳開始、統合ストレス応答、およびマイトファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2α Rabbit pAb
備考/別名	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1965
GeneID	1965
免疫原	組換えタンパク質；ヒトeIF2α（NP_004085.1）のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05198
タンパク質分子量	36 kDa
配送	アイスバック