

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Eif2Ak1ポリクローナル抗体 - Q9Bqi3

商品番号: CM0016582

前書き

ヒトEIF2AK1（HRI）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。統合ストレス応答、ヘム欠乏、ミトファジー研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2AK1 ウサギ pAb
別名／エイリアス	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
種	ヒト
遺伝子ID	27102
免疫原	ヒトEIF2AK1（NP_055228.2）のアミノ酸337～586に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BQI3
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷剤