

Anti-Eif2Ak1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bqi3

商品番号: CM0007031

前書き

ヒトEIF2AK1に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ストレス応答、ヘモグロビン合成、ミトコンドリア機能障害に関与するヘム調節インヒビターキナーゼを標的とします。研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] EIF2AK1 Rabbit mAb
備考/別名	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD Validated] EIF2AK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27102
遺伝子ID	27102
免疫原	ヒトEIF2AK1 (NP_055228.2) のアミノ酸337-586に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BQI3
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋