

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用

抗Eif2Bイプシロン（Eif2B5）ウサギモノクローナル抗体 - Q13144

商品番号: CM0010409



前書き

ヒトeIF2Bイプシロン（EIF2B5）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。翻訳開始およびストレス応答の研究に不可欠。UniProt Q13144。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2Bイプシロン（EIF2B5）ウサギmAb
備考／別名	CLE；CACH；LVWM；EIF-2B；EIF2Bイプシロン；eIF2Bイプシロン（EIF2B5）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8893
遺伝子ID	8893
免疫原	ヒトeIF2Bイプシロン（EIF2B5）（Q13144）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13144
タンパク質分子量	80kDa
輸送条件	保冷剤