

## 抗Eif2Bエプシロン (Eif2B5) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa用) - Q13144

商品番号: CM0017839



### 前書き

ヒトeIF2Bエプシロン (EIF2B5) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳開始およびeIF2B複合体機能の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | eIF2Bエプシロン (EIF2B5) ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2Bエプシロン (EIF2B5)            |
| 種          | ヒト                                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8893                                                                  |
| 遺伝子ID      | 8893                                                                  |
| 免疫原        | ヒトeIF2Bエプシロン (EIF2B5) のアミノ酸442-721に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003898.2)。 |
| ソース        | ウサギ                                                                   |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                                             |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                            |
| SWISS      | Q13144                                                                |
| タンパク質重量    | 80kDa                                                                 |
| 配送         | アイスバッグ                                                                |