


抗Eif2B1ポリクローナル抗体、Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q14232

商品番号: CM0029132



前書き

ヒトEIF2B1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスと交差反応性を示します。翻訳制御、eIF2B複合体機能、白質ジストロフィー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2B1 ウサギ pAb
備考/別名	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1967
遺伝子ID	1967
免疫原	ヒトEIF2B1 (NP_001405.1) のアミノ酸1-305番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14232
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋梱包