


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Eif2B2/Eif2Bbetaポリクローナル抗体 - P49770

商品番号: CM0029937



前書き

ヒトEIF2B2/eIF2Bbetaを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAの各アプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳開始研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2B2 ウサギpAb
別名	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8892
GeneID	8892
免疫原	ヒトEIF2B2 (NP_055054.1) の1-120アミノ酸を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49770
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤