

Wb、If/Icc、Elisa用抗Eif2B3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr50

商品番号: CM0017255



前書き

EIF2B3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳開始およびストレス応答に不可欠なeIF2Bガンマサブユニットを認識します。翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2B3ウサギpAb
備考／別名	EIF-2B; EIF2Bガンマ; EIF2B3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8891
GeneID	8891
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEIF2B3 (NP_065098.1) のアミノ酸1～270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR50
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ