

抗Eif2B4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Ui10

商品番号: CM0022835



前書き

抗EIF2B4ウサギポリクローナル抗体（Q9UI10）は、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。翻訳開始因子eIF2B複合体の機能および制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2B4 ウサギ pAb
備考／別名	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8890
GeneID	8890
免疫原	ヒトEIF2B4（Q9UI10）のアミノ酸30～100番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI10
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤