

抗Eif2C3モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H9G7

商品番号: CM0003690



前書き

ヒトeIF2C3（Argonaute-3）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC、P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNAiおよび遺伝子サイレンシング研究用途向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF2C3 ウサギmAb
備考/別名	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	192669
免疫原	ヒトeIF2C3（Q9H9G7）のアミノ酸721～860に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9G7
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	保冷剤梱包