


Wb、Elisa用 抗Eif2S2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P20042

商品番号: CM0024377



前書き

ヒトEIF2S2 (eIF2-β)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。翻訳開始メカニズムの研究に信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2S2 ウサギ pAb
備考/別名	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
種	ヒト
GeneID	8894
免疫原	ヒトEIF2S2 (NP_003899.2) のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20042
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ