


Anti-Eif2S3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

商品番号: CM0025198



前書き

ヒトEIF2S3 (eIF2 γ) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。翻訳調節およびeIF2機能の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2S3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1968
遺伝子ID	1968
免疫原	ヒトEIF2S3 (NP_001406.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41091
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋