


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eif3A ポリクローナル抗体 - Q14152

商品番号: CM0018467



前書き

ヒトEIF3A（翻訳開始に重要なeIF3複合体のサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。タンパク質合成、細胞増殖、ウイルス感染に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3A ウサギ pAb
備考/別名	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8661
GeneID	8661
免疫原	ヒトEIF3A (NP_003741.1) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14152
タンパク質分子量	167kDa
発送	保冷バッグ