


Wb、If/Icc、Elisa用抗Eif3Bポリクローナル抗体 - P55884

商品番号: CM0017776



前書き

翻訳開始因子eIF-

3複合体のサブユニットであるヒトeIF3Bに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。予測分子量は約93 kDaです。翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF3BウサギpAb
備考／別名	PRT1、EIF3S9、EIF3-ETA、EIF3-P110、EIF3-P116、eIF3B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8662
GeneID	8662
免疫原	ヒトeIF3Bのアミノ酸100～350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_003742.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55884
タンパク質分子量	93 kDa
配送	保冷バッグ